

**KA-020**

**Cuba Ultrasônica de 3 Litros Temporizada com saída 12 Volts.**

**Introdução:**

O KA-020 Cuba Ultrasônica foi desenvolvido com a finalidade de auxiliar o reparador a limpar principalmente bicos injetores dos veículos.

O KA-020 Cuba Ultrasônica é constituído por:

- 1 Manual de Instruções;
- 1 Módulo Ultrasônico;
- 1 Tampa Plástica;
- 1 Litro de Líquido para Limpeza;
- 1 Suporte para 4 Bicos de Inox.

**Instruções de uso:**

Verifique a tensão de alimentação da sua rede local (110v ou 220v), verificada a mesma, posicione a chave localizada na parte traseira do módulo ultrasônico para a respectiva tensão desejada.

**Preparando o líquido:** Coloque 2,25 litros de água 250 ml de líquido para limpeza na Cuba Ultrasônica (numa proporção de 10 partes de água para 1 parte de líquido).

Depois de preparado o líquido, coloque os quatro bicos no suporte de inox de uma forma que evite que eles encostem no fundo da Cuba. Colocado os bicos no suporte, ligue a Cuba Ultrasônica (tecla **Liga / Desliga**) e com o auxílio de um Pulsador de Bicos Injetores, deixe os quatro pulsando por no mínimo 20 minutos (a Cuba é temporizada em aproximadamente 30 minutos).

\* **IMPORTANTE:** A Cuba possui uma saída de 12 Volts para ligar o Pulsador de Bicos Injetores.

\* **IMPORTANTE:** A Cuba possui um fusível de proteção de 1,5A, evite utilizar fusíveis maiores ou fazer adaptações, no caso de uma eventual queima, utilize sempre fusíveis de 1,5A.

\***ATENÇÃO:** Nunca ligar o equipamento sem líquido, colocar no mínimo 5 cm de líquido para que ela funcione perfeitamente, sem correr risco de queima.

\***ATENÇÃO:** Antes de Ligar o Módulo Ultra sônico na Tomada, verifique a tensão correta da rede de energia.

**Termo de Garantia**

A Kitest Equipamentos Automotivos Ltda. Garante o equipamento adquirido contra possíveis defeitos de Fabricação pelo período de 1 ano a partir da data de Fabricação.

A Garantia não cobre:

- Mão de Obra para instalações, se caso necessárias;
- Custo de Transporte do produto para possíveis reparos;
- Deslocamento para atendimento do produto fora da sede da Kitest, quando isso ocorrer, será cobrado uma taxa de visita.

São Paulo, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Proprietário .

\_\_\_\_\_  
Fone .